



KISHIDA

創薬ライフサイエンス分野向け “調製液受託サービス”のご紹介

キシダ化学では、本サービスを通じ
創薬ライフサイエンス分野でご使用いただける
調製液を数多く生み出しております。

創薬ライフサイエンス分野向け 調製液 用途例

- ✓ Invitro試験用
- ✓ 生命科学用
- ✓ 細胞培養試験用
- ✓ 遺伝子工学研究用

調製液受託サービスとは？

キシダ化学がお客様に代わって
調製液を作成・納品するアウトソーシングサービスです。

「調製液受託サービス」をご利用いただくメリット

- 試薬調製の時間・人的リソースを確保
- 調製機器等の設備投資の削減
- 過剰な試薬購入を削減
- 法規制の軽減



試薬A



溶媒B



A・B溶液



この他にも、希釈液など濃度調製した溶液や扱いやすい小分け容器に充填してご提供することなども可能です。

<サービスの流れ>

お問合せ

お見積り

ご注文

製造

納品



調製液受託サービス
お問合せフォーム

裏面にて製品例をご覧ください

創薬ライフサイエンス分野向け 調製液一覧(一部)

以下はほんの一例です。ご要望に応じて対応可能ですので、是非お気軽にご相談ください。

商品コード	品名	組成	包装単位	容器	保管温度
940-26470	2M Arginine / 5x D-PBS	L(+)-アルギニン塩酸塩:2mol/L D-PBS	50mL	PP製50mL コニカルチューブ	室温
940-26490	150mM NaCl / 20mM His-HCl buffer , pH 6.0	塩化ナトリウム:150mmol/L L-ヒスチジン:20mmol/L 塩酸:pH6.0	1000mL	PS製 1000mLボトル	室温
940-26500	1mM Sodium Acetate, 150mM NaCl, pH6.5 (Wash Buffer 1)	酢酸ナトリウム:1mmol/L 塩化ナトリウム:150mmol/L	1000mL	PS製 1000mLボトル	冷蔵
940-26510	0.3mM HCl, 150mM NaCl, pH3.5~3.7 (Wash Buffer 2)	塩酸:0.3mmol/L 塩化ナトリウム:150mmol/L	500mL	PS製 500mLボトル	冷蔵
940-26520	2mM HCl, pH 2.6~2.8	塩酸:2mmol/L	1000mL	PS製 1000mLボトル	冷蔵
940-26530	10×PBS,16mM NaOH (中和Buffer, Neutralization buffer)	PBS 水酸化ナトリウム:16mmol/L	200mL	PS製 250mLボトル	冷蔵
940-26550	100mM Gly-HCl buffer pH2.5 (Regeneration buffer)	グリシン:100mmol/L 塩酸;pH2.5	1000mL	PS製 1000mLボトル	冷蔵
940-26560	100mM NaOH (Sanitizing buffer)	水酸化ナトリウム:100mmol/L	1000mL	PS製 1000mLボトル	冷蔵
940-26580	9.6mmol/L Tris, 6.0mmol/L Piperazine, 11.0mmol/L Imideazole, 150mmol/L NaCl, pH 10.1	トリスアミノメタン:9.6mmol/L ピペラジン:6mmol/L イミダゾール:11mmol/L 塩化ナトリウム:150mmol/L 塩酸:pH10.1	1000mL	PS製 1000mLボトル	室温
940-26590	15mM Citrate, 15mM HEPES, 5mM NaCl, pH9.0	くえん酸:15mmol/L ヘパス:15mmol/L 塩化ナトリウム:5mmol/L 水酸化ナトリウム:pH9.0	1000mL	PS製 1000mLボトル	室温
940-26600	15mM Citrate, 15mM HEPES, 5mM NaCl, pH5.0	くえん酸:15mmol/L ヘパス:15mmol/L 塩化ナトリウム:5mmol/L 水酸化ナトリウム:pH5.0	1000mL	PS製 1000mLボトル	室温
940-26640	5mg/mL テトラサイクリン	テトラサイクリン塩酸塩:5mg/mL エタノール	25mL	PP製50mL 遮光コニカルチューブ	冷蔵
940-26650	25mg/mL クロラムフェニコール	クロラムフェニコール:25mg/mL エタノール	25mL	PP製50mL 遮光コニカルチューブ	冷蔵
940-26960	P1HRDM	L-ヒスチジン:20mmol/L L(+)-アルギニン:150mmol/L L-アスパラギン酸:162mmol/L L-メチオニン:20mmol/L	1000mL	PS製 1000mLボトル	室温
940-27310	50mM NaAcetate buffer, pH6.0	酢酸:50mmol/L 水酸化ナトリウム:pH6.0	250mL	PS製 250mLボトル	室温



KISHIDA

キシダ化学株式会社 KISHIDA CHEMICAL Co., Ltd.

WEB: <https://www.kishida.co.jp> E-mail: shiyaku@kishida.co.jp

本社(大阪) TEL (06) 6946-8134 FAX (06) 6946-8135

東京 TEL (03) 5625-5591 FAX (03) 5625-5592

つくば TEL (029) 833-6011 FAX (029) 833-6012

沼津 TEL (055) 926-6711 FAX (055) 926-6712

福岡 TEL (092) 622-0422 FAX (092) 621-8954

山口 TEL (0834) 22-3177 FAX (0834) 22-2625