

## ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)

日亜化学工業の高純度なビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル(0) / Ni(COD)<sub>2</sub>のお取り扱いを開始いたしました。

日亜化学工業の独自技術により高品質な製品のご提供が可能となりました。数十キロ単位までご対応が可能ですので、研究開発からスケールアップ後の原料調達まで、スムーズにご展開頂けます。



### ■ 特徴

非常に鮮やかな橙黄色  
ハンドリング性に優れた結晶性固体


### ■ 純度

98%以上

不活性ガス雰囲気でお取り扱いください

### 化学名・商品名

ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)  
Ni(COD)<sub>2</sub>

商品コード	容量	CAS RN®	
988-02924	10g	1295-35-8	
988-02925	25g		
988-02926	50g		

\* 価格はお問い合わせください

\* 記載されております試薬は、試験研究以外に使用しないでください


\* その他容量に関しても、お気軽にお問い合わせください




# KISHIDA

## 用途例


### ■有機合成用触媒（クロスカップリング反応等）



### ■重合用脱ハロゲン化カップリング反応剤



### ■低原子価Ni錯体への変換用原料



キシダ化学は、  
こんなこともやっています！



## ライブラリー合成（パラレル合成）に特化した合成受託事業

- ヒット化合物の見極め、最適化研究でのSAR取得
- HTS用ライブラリー合成

### <サービスの特徴>

- ✓ 日本国内では珍しい「パラレル合成」に特化した受託サービス（つくば事業所にて実施）
- ✓ 製薬会社出身の経験豊富なメディシナルケミストが合成
- ✓ 品質とスピードへの拘り
- ✓ 法令を遵守したスムーズな試薬調達
- ✓ お客様のご要望に対応可能
- ✓ 容量：1~10mg
- ✓ 数量：100化合物~



撮影：吉見謙次郎（スタジオパウハウス）



# KISHIDA

## キシダ化学株式会社

URL : <https://www.kishida.co.jp>

E-mail : [shiyaku@kishida.co.jp](mailto:shiyaku@kishida.co.jp)

本社(大阪) TEL (06) 6946-8134 FAX (06) 6946-8135

東京 TEL (03) 5625-5591 FAX (03) 5625-5592

つくば TEL (029) 833-6011 FAX (029) 833-6012

沼津 TEL (055) 926-6711 FAX (055) 926-6712

福岡 TEL (092) 622-0422 FAX (092) 621-8954

山口 TEL (0834) 22-3177 FAX (0834) 22-2625